

DESIFOR-ONE

Verkaufseinheiten

Flasche mit Dosiereinheit à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Art.-Nr.

20558

Flasche LEAK SAFE à 2 kg (Kiste 4x2 kg)

20500

Kanister à 5 Liter

20499

Kanister à 10 Liter

20498



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendungsanleitung

Fläche mit DESIFOR-ONE - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,5 %	5 min	EN 13697 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,5 %	30 min	EN 16615 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	1 %	15 min	EN 16615 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	0,5 %	120 min	EN 14348 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	1 %	60 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 %	15 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	1 %	5 min	EN 14476 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	3 %	30 min	EN 16777 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	1 %	60 min	EN 14476 (hohe Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 9,0 g 2-Phenoxyethanol; 10,0 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 9,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin
Zulassungsnr. DE: N-63792, N-63793 | CH: CHZN6700 | AT: - | LU: 241/21/L

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/cm³
GIS-CODE: GD40

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung



Gefahr

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260903



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-one>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

