


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean[®] AD Abdruck-Desinfektion



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformungen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV) BVDV(HCV) und Vaccinia, Rota-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Schnelles Trocknen (ohne sichtbare Rückstände)
- Ultraschallbad geeignet

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von
Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloid-Abformungen

Ausführungen: MyClean[®] – AD Abdruck-Desinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Abdruck-Desinfektion	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79638	4046153116690	10306088	2

Einwirkzeit :

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie
wirksam gegen alle behüllten Viren und Sv40.


konz. - 5 Min.

Zusammensetzung: In 100g sind enthalten: Wirkstoffe: 0,2g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,
7,5g Dioctyldimethylammoniumchlorid.

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Symbole:



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-AD Abdruck-Desinfektion 20140328