


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean® - AD Abdruck-Desinfektion



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformungen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA) und fungizid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV) BVDV(HCV) und Vaccinia, Rota-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Schnelles Trocknen (ohne sichtbare Rückstände)

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloid-Abformungen

Ausführungen:

MyClean-AD Abdruck-Desinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Abdruck-Desinfektion	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79638	4046153116690	10306088	2

Einwirkzeit :

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und Sv40.


konz. - 5 Min.

Zusammensetzung: In 100g sind enthalten: Wirkstoffe: 0,2g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 7,5g Dioctyldimethylammoniumchlorid.

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-AD Abdruck-Desinfektion
20140328