

MoliCare® Premium Bed Mat

Allgemeine Produktbeschreibung/Verwendungszweck

MoliCare® Premium Bed Mat ist eine nicht-invasive, nicht-sterile Einmal-Bettschutzeinlage zur Versorgung von Menschen mit Blasenschwäche und Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden, die von Laien oder professionellen Pflegekräften verwendet werden kann.

Anwendung/Indikation

Die Produkte eignen sich zur Verwendung bei Blasenschwäche oder Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden.

Referenznummern*

Packungsinhalt		40x60	60x60	60x90	60x90 mit Flügeln
P30	5 Tropfen	161 061	161 063	161 065	-
	7 Tropfen	161 067	161 069	161 071	161 072
	9 Tropfen	161 074	161 076	161 078	-
P25	5 Tropfen	-	-	161 064	-
	7 Tropfen	161 066	161 068	161 070	-
P15	9 Tropfen	161 073	161 075	161 077	-

* unter Umständen steht nicht in allen Ländern das vollständige Sortiment zur Verfügung

Produkt für den Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Bei Wiederverwendung des Produkts kann es zu mikrobiologischen Verunreinigungen bzw. leichten Hautinfektionen kommen.

Produktentsorgung

Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu verringern, sollten Einwegkomponenten der Unterlage MoliCare® Premium Bed Mat gemäß den geltenden und lokalen Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung des Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Materialeigenschaften

Teil	Material
Rückseite	Polyethylen, grün
	Polyethylen, weiß*
	Polyethylen, Vlies-Beschichtung, weiß mit blauem Aufdruck**
saugfähiger Kern	fester Zellstoff***

MoliCare® Premium Bed Mat

fester Zellstoff** *mit besonders saugfähigem Polymer*

nicht klebend	Schmelzkraftkleber
Außenfolie	Polypropylen-Vlies, undurchlässig, weiß

* 60x90 mit Flügeln
 ** 9 Tropfen
 *** elementar chlorfrei gebleicht

Produkteigenschaften

Charakteristik	St	5 Tropfen 40x60	5 Tropfen 60x60	5 Tropfen 60x90	7 Tropfen 40x60	7 Tropfen 60x60	7 Tropfen 60x90	7 Tropfen 60x90 mit Flügeln	9 Tropfen 40x60	9 Tropfen 60x60	9 Tropfen 60x90
Gesamtgewicht:*	[g]	21,0	31,8	48,9	26,3	39,9	61,6	75,4	40,8	62,8	94,2
Gesamtlänge**	[cm]	60	60	90	60	60	90	60	60	60	90
Gesamtbreite**	[cm]	40	60	60	40	60	60	177	40	60	60

* $\leq \pm 10\%$ Toleranz
 ** $\leq - 3\%$ Toleranz auf der Oberfläche

Kennzeichnung

Chargenbezeichnung mit 9-stelligem Code:

z. B.: 900102822



9	001	02	82	2
Jahr 201X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	kumulierte Prüfsumme

Herstellungsdatum

z. B.: 	2020	02	07
Jahr		Monat	Tag

Verwendbar bis

z. B.: 	2025	02	01
Jahr		Monat	Tag

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



MoliCare[®] Premium Bed Mat

CE-Kennzeichnung



Vertrieb



Stand der Information: 2019-11-18