

# Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

## MyClean<sup>®</sup> AD Abdruck-Desinfektion

plus



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformungen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV) BVDV(HCV) und Vaccinia, Rota-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Schnelles Trocknen (ohne sichtbare Rückstände)
- Ultraschallbad geeignet

### Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloid-Abformungen

### Ausführungen:

#### MyClean-AD Abdruck-Desinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Abdruck-Desinfektion	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79638	4046153116690	10306088	2

### Einwirkzeit :

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und Sv40.


konz. - 5 Min.

**Zusammensetzung:** In 100g sind enthalten: Wirkstoffe: 0,2g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 7,5g Dioctyldimethylammoniumchlorid.

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIb

**Verwendbarkeit:**  3 Jahre

### Symbole:



 MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany  
TD-MyClean-AD Abdruck-Desinfektion 20140328