



Silberbad Tauchblank

Anwendungsgebiete:

Tauchreiniger für Silberbesteck, Silbergeschirr, Kerzenleuchter, Tablett, Étagères, sowie Schalen, Vasen u.ä.

pH-Wert s n a



Produkteigenschaften:

- Tauchreiniger für Silberbesteck, Silbergeschirr
- auch geeignet für Silberauflagen
- kurz eintauchen, sofort abspülen
- strahlender Glanz ohne Nachpolieren
- mit Anlaufschutz
- sekundenschnell hell und rein
- Silber wird nicht abgelöst

Anwendung:

Folie entlang der Randinnenkante abschneiden.
Bei Bedarf entsprechende Produktmenge in geeigneten Behälter (nicht in Aluminium oder Edelstahl), der nicht für Lebensmittel verwendet wird, umfüllen. Gegenstände kurz eintauchen, sofort gut abspülen und mit weichem Tuch trockenreiben.
Große Gegenstände mit Wattebausch behandeln, gut abspülen und trockenreiben.

Hinweis:

Neusilber, Edelstahl (z.B. Messerklingen), Perlen, Perlmutter, Korallen und Edelsteine nicht mit Silberbad Tauchblank zusammenbringen.

Artikel:

	Inhalt	1l
	EAN VKE	4000602153247
	Artikelnr.	1643000
	Gewicht VKE	1,11kg
	Palette VKE	370

Verpackung:

	Inhalt	10
	EAN VSE	4000602096438
	Lagen / Palette	5
	Gewicht VSE	11,1kg
	Palette VSE	37