

Silberbad Tauchblank

Anwendungsgebiete:

Tauchreiniger für Silberbesteck, Silbergeschirr, Kerzenleuchter, Tablett, Étagères, sowie Schalen, Vasen u.ä.



pH-Wert: sauer ☒ neutral ☐ alkalisch ☐

Produkteigenschaften:

- Tauchreiniger für Silberbesteck, Silbergeschirr
- auch geeignet für Silberauflagen
- kurz eintauchen, sofort abspülen
- strahlender Glanz ohne Nachpolieren
- mit Anlaufschutz
- sekundenschnell hell und rein
- Silber wird nicht abgelöst

Anwendung:

Folie entlang der Randinnenkante abschneiden. (Bei 1l Flasche)

Bei Bedarf entsprechende Produktmenge in geeigneten Behälter (nicht in Aluminium oder Edelstahl), der nicht für Lebensmittel verwendet wird, umfüllen. Gegenstände kurz eintauchen, sofort gut abspülen und mit weichem Tuch trockenreiben.

Große Gegenstände mit Wattebausch behandeln, gut abspülen und trockenreiben (Handschuhe verwenden).

Hinweis:

GHS05, GHS08 Gefahr

Neusilber, Edelstahl (z.B. Messerklingen), Perlen, Perlmutter, Korallen und Edelsteine nicht mit Silberbad zusammenbringen.

Inhaltsstoffe:

< 5% nichtionische Tenside

Thioharnstoff, Salzsäure, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

Silberbad Tauchblank

Artikel/Verpackung:

1l Flasche	EAN Flasche 4000602153247
10 Flaschen je VSE	EAN VSE 4000602096438
Art. Nr.: 1l Flasche	EAN VSE 4000602096438
Palette	37 Kartons (370 Flaschen)
Gewicht Flasche	1,11kg
Gewicht VSE	11,1kg
5l Kanister	EAN Kanister/VSE 4000602153230
Art. Nr.: 5l Kanister	1645000
Palette	93 Kanister
Gewicht Kanister	5,33kg