



Mr Muscle® Waschraum

TÖTET 99,99 % DER VIREN UND BAKTERIEN*



Entfernt hartnäckige Seifenrückstände



Produktbeschreibung

Entfernt mühelos Seifenrückstände und hartnäckigen Schmutz in stark frequentierten gewerblichen Waschräumen.

- Entfernt Seifenrückstände 100 %ig
- Desinfiziert durch Abtötung von 99,99 % der Viren und Bakterien* auf harten, nicht porösen Oberflächen
- Erfüllt EN1276, EN13697 & EN14476
- Hinterlässt einen frischen Duft ohne störende Gerüche von Lösungsmitteln
- Lässt Oberflächen sauber strahlen

Anwendungsbereiche

Alle Arten von Waschoberflächen: Bäder, Duschwände, Vinyl-Duschvorhänge, Duschtüren, Waschbecken, Arbeitsplatten und Waschtische. Reinigt glasierte Keramikfliesen, Edelstahl, verchromte Armaturen, Glasfaser-, Vinyl- und glasierte Porzellanoberflächen.

Gebrauchsanweisung

Düse auf Position ON drehen.

REINIGUNG: Aus ca. 20 cm Abstand auf die Oberfläche sprühen, bis diese vollständig bedeckt ist. Bei hartnäckigem Schmutz vor dem Wischen einige Minuten einwirken lassen. Abspülen.

DESINFEKTION: Aus ca. 20 cm Abstand auf die Oberfläche sprühen, bis diese vollständig nass ist. Fünf Minuten einwirken lassen und abwischen.

Bei anderen Oberflächen an unauffälliger Stelle testen. Bitte vor Gebrauch den Netzstecker ziehen.

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mr Muscle® Waschraum

TÖTET 99,99 % DER VIREN UND BAKTERIEN*

Sicherheitsinformationen:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sprühnebel nicht einatmen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Vorschriften entsorgen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Für den gewerblichen Einsatz.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EN Normen: 5 Minuten Kontaktzeit

EN1276 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN13697 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN14476 – Influenza A H1N1 virus

Haltbarkeit

24 Monate ab Herstellungsdatum.

Wirkstoffe:

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-Alkyldime-thyl-, Chloride 0,264 % (0,264 g/100 g flüssiges Produkt).

Enthält:

< 5 % amphotere Tenside, nicht-ionische Tenside, Desinfektions-mittel; Parfüm, Limonen.

Biozid-Informationen:

Dieses Produkt entspricht den aktuellen nationalen Vorschriften für Biozidprodukte.

Technische Daten

Viskosität	Flüssig
Farbe	Farblos
Geruch	Zitrus
pH Wert	10,8



Art.-Nr.: **316526** | Anzahl/Karton: **6** | Größe: **750 ml**

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.